


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufs3 Pour Wb, Ip, Elisa - 075489

Numéro d'article: CM0027432



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NDUFS3 validé pour WB, IP, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Spécifique de la sous-unité du complexe I mitochondrial, idéal pour la recherche et le diagnostic sur la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUFS3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CI-30; MC1DN8; NDUFS3
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4722
Identifiant de gène	4722
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-264 de la protéine NDUFS3 humaine (NP_004542.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075489
Poids moléculaire de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace