


Anticorps Monoclonal Anti-Ndufs4 Pour Wb - O43181

Numéro d'article: CM0011670



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le NDUF54 humain validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le complexe I mitochondrial et la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NDUF54 Lapin mAb
Remarques/Alias	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUF54
Espèce	Humain
ID de Gène	4724
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du NDUF54 humain (O43181)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43181
Poids Protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace