


Anticorps Monoclonal Anti-Ndufs4 De Lapin Pour Wb, Elisa - O43181

Numéro d'article: CM0007655



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine NDUF54 (Complexe I-18 kDa), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la dysfonction mitochondriale et le Complexe I.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-NDUF54
Remarques/Alias	AQDQ ; CI-18 ; MC1DN1 ; CI-AQDQ ; CI-18 kDa ; NDUF54
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4724
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-175 de la protéine humaine NDUF54 (NP_002486.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43181
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace