


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufs4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43181

Numéro d'article: CM0016194



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NDUF54 humain, une sous-unité du complexe mitochondrial I. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les études sur les maladies mitochondriales et la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUF54 pAb de lapin
Remarques/Alias	AQDQ ; CI-18 ; MC1DN1 ; CI-AQDQ ; CI-18 kDa ; NDUF54
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4724
GeneID	4724
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-175 du NDUF54 humain (NP_002486.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O43181
Poids moléculaire	20 kDa
Expédition	Sac de glace