


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufs5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43920

Numéro d'article: CM0024388



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NDUF55 humain (CI-15kDa), une sous-unité accessoire du Complexe I. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la chaîne respiratoire mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUF55 Lapin pAb
Remarques/Alias	CI15K; CI-15k; NDUF55
Espèce	Humain
ID de gène	4725 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-106 du NDUF55 humain (NP_004543.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43920
Poids moléculaire	13kDa
Expédition	Sac de glace