

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufs5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43920

Numéro d'article: CM0020588



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NDUF5 humain (CI-15k), une sous-unité accessoire du complexe I. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux recherches sur la chaîne respiratoire mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] NDUF55 pAb de lapin
Remarques/Alias	CI15K ; CI-15k ; [Validé par KD] NDUF55
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	4725
ID du gène	4725
Immunogène	Protéine recombinante - Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 106 de NDUF55 humain (NP_004543.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O43920
Poids moléculaire	13 kDa
Expédition	Sac de glace