


Anticorps Polyclonal Anti-Ndufs6 Pour Wb, Elisa - O75380

Numéro d'article: CM0029599



Introduction

pAc Lapin NDUF56 (O75380) validé pour WB et ELISA. Reconnaît le NDUF56 humain, souris et rat. Immunogène recombinant (aa 29-124). Idéal pour la recherche sur le complexe mitochondrial I.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin NDUF56
Remarques/Alias	MC1DN9; CI-13kA; CI13KDA; CI-13kD-A; NDUF56
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4726
GeneID	4726
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-124 du NDUF56 humain (NP_004544.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	O75380
Poids Protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace