


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufs7 Pour Wb, Elisa - 075251

Numéro d'article: CM0018871



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NDUF57 humain (Complexe I-20kD, PSST) pour WB et ELISA. Essentiel pour les études sur la respiration mitochondriale. Validé sur des échantillons humains ; adapté à la recherche sur les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUF57 Lapin pAb
Remarques/Alias	NDUF57; CI-20; CI-20KD; MY017; PSST; sous-unité cœur S7 de la NADH:ubiquinone oxydoréductase
Espèce	humain
GeneID	374291
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 80 et 160 du NDUF57 humain (NP_077718.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	075251
Poids moléculaire	22kDa/23kDa
Expédition	Sac de glace