

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufs8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O00217

Numéro d'article: CM0013896



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NDUFS8, une sous-unité du Complexe I mitochondrial, validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la fonction de la chaîne respiratoire mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NDUFS8 Lapin pAb
Remarques/Alias	TYKY, CI-23k, CI23KD, MC1DN2, NDUFS8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4728
GeneID	4728
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-210 de NDUFS8 humain (NP_002487.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	O00217
Poids Protéique	24kDa
Expédition	Sac de glace