


Anticorps Monoclonal Anti-Ndufv1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49821

Numéro d'article: CM0006899



Introduction

L'anticorps monoclonal NDUFV1 de lapin (clone non spécifié) détecte la sous-unité de 51 kDa du complexe mitochondrial I dans des échantillons humains, de souris et de rat. Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour les études sur la chaîne de transport des électrons, les maladies mitochondriales et le métabolome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NDUFV1 Lapin mAb
Remarques/Alias	UQOR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4723
GeneID	4723
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 72-420 du NDUFV1 humain (NP_009034.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49821
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace