

Anticorps Polyclonal Anti-Ndufv1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49821

Numéro d'article: CM0018031



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la NDUFV1 humaine (NADH déshydrogénase flavoprotéine 1, Complexe I-51kD) est validé pour western blot, IHC sur paraffine, immunofluorescence/ICC et ELISA ; il réagit de manière croisée avec les NDUFV1 de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUFV1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	UQOR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	4723
GeneID	4723
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P49821
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sachet réfrigérant