


Anticorps Polyclonal Anti-Ndufv2 Pour Wb, Elisa - P19404

Numéro d'article: CM0030327



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NDUFV2 humain (CI-24k). Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. NDUFV2 est une sous-unité centrale du complexe I de la chaîne respiratoire mitochondriale, impliquée dans le transfert d'électrons et impliquée dans les maladies mitochondriales. - P19404

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUFV2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CI-24k; MC1DN7; NDUFV2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4729
ID de gène	4729
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-249 de NDUFV2 humain (NP_066552.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19404
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace