

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Necab1 Pour Wb, Elisa - Q8N987

Numéro d'article: CM0013089

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NECAB1 (EFCBP1) produit contre les acides aminés 1-351. Convient pour le western blot et l'ELISA, avec une cross-réactivité confirmée envers l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la protéine de liaison au calcium neuronale 1 dans le tissu cérébral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NECAB1
Remarques/Alias	EFCBP1 ; STIP-1 ; NECAB1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	64168
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-351 de NECAB1 humain (NP_071746.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Cross-réactivité	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N987
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace