

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Necab3 Pour Wb Et Elisa - Q96P71

Numéro d'article: CM0016811

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NECAB3 humain, adapté pour WB et ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Un outil précieux pour étudier la formation de la bêta-amyloïde et les mécanismes de la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | NECAB3 Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | NIP1; XB51; STIP3; EFCBP3; SYTIP2; APBA2BP; dj63M2.4; dj63M2.5; NECAB3                                                       |
| Espèce             | Humain                                                                                                                       |
| ID de gène         | 63941                                                                                                                        |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-362 du NECAB3 humain (NP_112508.3). |
| Source             | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS              | Q96P71                                                                                                                       |
| Poids moléculaire  | 44kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                 |