

Anticorps Polyclonal Anti-Necap2 Pour Wb, Elisa - Q9Nvz3

Numéro d'article: CM0018122

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NECAP2 humain (Protéine associée à l'enveloppe liant l'oreille d'adaptine 2). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris.

Convient pour la recherche sur l'endocytose et le trafic vésiculaire. - Q9NVZ3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NECAP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	NECAP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55707
GeneID	55707
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 194-263 du NECAP2 humain (NP_060560.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9NVZ3
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace