

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nectine 2/Cd112 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92692

Numéro d'article: CM0011461



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la nectine-2 humaine (CD112, PVRL2) pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat ; impliqué dans la modulation des lymphocytes T et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-Nectine 2/CD112
Remarques/Alias	HVEB ; PRR2 ; CD112 ; PVRL2 ; PVRR2 ; Nectine 2/CD112
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	5819
GenelD	5819
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q92692
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Pack de glace