

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nectine 2/Cd112 Pour Wb Et Elisa - Q92692

Numéro d'article: CM0029191



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la Nectine-2 humaine (CD112, HVEB), validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation des lymphocytes T, l'adhésion cellulaire et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	Nectine 2/CD112 pAb de lapin
Remarques/Alias	HVEB ; PRR2 ; CD112 ; PVRL2 ; PVRR2 ; Nectine 2/CD112
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5819
GeneID	5819
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 382-479 de la Nectine 2/CD112 humaine (NP_002847.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92692
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace