

Anticorps Monoclonal Anti-Nedd4 Pour Wb, Elisa - P46934

Numéro d'article: CM0010266



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NEDD4 validé pour WB et ELISA. Cible la NEDD4 humaine (ligase E3 ubiquitine de 149 kDa), pertinente pour les études sur l'ubiquitination, l'autophagie et les infections virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEDD4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	RPF1; NEDD4-1; NEDD4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4734
GeneID	4734
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P46934
Poids de la protéine	149 kDa
Expédition	Sac à glace