

Anticorps Polyclonal Anti-Nedd4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P46934

Numéro d'article: CM0015562



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NEDD4 humain, une ubiquitine-protéine ligase E3 impliquée dans la dégradation des récepteurs et l'autophagie. Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEDD4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RPF1 ; NEDD4-1 ; NEDD4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4734
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-460 de NEDD4 humain (NP_940682.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P46934
Poids moléculaire de la protéine	149 kDa
Expédition	Sac de glace