

Anticorps Polyclonal Anti-Nedd4L Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Pu5

Numéro d'article: CM0027668



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NEDD4L (Q96PU5) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la NEDD4L humaine, de souris et de rat, une ubiquitine ligase E3 régulant le TGF- β , l'autophagie et les canaux ioniques. Idéal pour la recherche sur la signalisation et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-NEDD4L
Remarques/Alias	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; NEDD4L
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23327
ID de gène	23327
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 836-955 de la NEDD4L humaine (NP_056092.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96PU5
Poids de la protéine	112 kDa
Expédition	Sac de glace