

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nedd4L Pour Wb, Elisa - Q96Pu5

Numéro d'article: CM0012441



Introduction

mAb de Lapin anti-NEDD4L pour WB et ELISA. Validé sur des échantillons humains, cet anticorps monoclonal détecte la ligase E3 d'ubiquitine NEDD4L (~112 kDa). Sourcing pour la recherche sur les voies de l'ubiquitine, la régulation des canaux et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb de Lapin anti-NEDD4L
Remarques/Alias	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; NEDD4L
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	23327
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 876-975 de NEDD4L humain (Q96PU5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q96PU5
Poids Protéique	112kDa
Expédition	Sac de glace