

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nedd8 Pour Wb, Elisa - Q15843

Numéro d'article: CM0007516



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NEDD8 validé pour Western blot et ELISA, adapté aux échantillons humains, de souris et de rat. Cible la NEDD8, une protéine de type ubiquitine impliquée dans le contrôle du cycle cellulaire et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEDD8 Rabbit mAb
Remarques / Alias	NEDD-8; NEDD8
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	4738
ID du gène	4738
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15843
Poids de la protéine	9 kDa
Expédition	Sac de glace