

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nedd8 Pour Wb Et Elisa - Q15843

Numéro d'article: CM0017111



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la NEDD8 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient aux études sur les protéines de type ubiquitine et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEDD8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NEDD-8 ; NEDD8
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4738
GeneID	4738
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 81 de la NEDD8 humaine (NP_006147.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q15843
Poids de la protéine	9 kDa
Expédition	Sac réfrigérant