


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nedd9 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14511

Numéro d'article: CM0022240



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NEDD9 humain (HEF1/CAS-L). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient aux études sur l'adhésion cellulaire, la migration et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEDD9 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAS2; CASL; HEF1; CAS-L; CASS2; NEDD9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4739
GeneID	4739
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 390-560 du NEDD9 humain (NP_006394.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14511
Poids moléculaire	93kDa
Expédition	Sac de glace