


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Neil1 Pour Wb, Elisa - Q96Fi4

Numéro d'article: CM0026092



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin NEIL1 pAb pour WB et ELISA sur humain, souris, rat. Reconnaît l'endonucléase 8-like 1, une enzyme de réparation de l'ADN impliquée dans la réparation par excision de bases. Idéal pour la recherche sur les dommages oxydatifs à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEIL1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FPG1; NEI1; hFPG1; NEIL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79661
GeneID	79661
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-135 de NEIL1 humain (NP_078884.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96Fi4
Poids moléculaire protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace