


Anticorps Monoclonal Anti-Nek2 Pour Wb, Elisa - P51955

Numéro d'article: CM0012734



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le NEK2 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le NEK2 humain, de souris et de rat (52kDa). Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le centrosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NEK2 Lapin mAb
Remarques/Alias	NLK1; RP67; NEK2A; HsPK21; PPP1R111; NEK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4751
GeneID	4751
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du NEK2 humain (P51955)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51955
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace