

Anticorps Polyclonal Anti-Nek3 Pour Wb Et Elisa - P51956

Numéro d'article: CM0029646

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la kinase humaine NEK3 (P51956) validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Convient pour les études sur la morphogenèse neuronale et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEK3 Lapin pAb
Remarques/Alias	HSPK36; NEK3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4752
GeneID	4752
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 267-506 de NEK3 humain (NP_689933.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51956
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace