

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nek6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc98

Numéro d'article: CM0009672

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin anti-NEK6 détecte la NEK6 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat par WB, IHC-P et ELISA. Il cible une région du domaine kinase central et soutient la recherche sur le cycle cellulaire, la mitose et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEK6 Rabbit mAb
Remarques / Alias	SID6-1512; NEK6
Espèce	Humain
ID du gène	10783
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-300 de la NEK6 humaine (Q9HC98)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HC98
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace