


Anticorps Polyclonal Anti-Nek7 Pour Wb, Elisa - Q8Tdx7

Numéro d'article: CM0021233



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NEK7 humain, adapté à la WB et à l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Utile pour l'étude de la progression du cycle cellulaire mitotique et de l'activation de l'inflammasome NLRP3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEK7 Rabbit pAb
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	140609
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 257 à 301 de NEK7 humain (NP_598001.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8TDX7
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Poche de glace