

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-NEK8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q86Sg6

Numéro d'article: CM0014532

Introduction

Anticorps NEK8 de lapin de haute qualité validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte NEK8 humain, murin et de rat, une sérine/thréonine kinase cruciale pour la fonction ciliaire et l'intégrité tubulaire rénale. Idéal pour la recherche en néphrologie et en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NEK8 pAb de Lapin
Remarques/Alias	JCK, NPHP9, RHPD2, NEK12A, NEK8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	284086
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-390 de NEK8 humain (NP_835464.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86SG6
Poids Moléculaire Protéique	75kDa
Expédition	Sac de glace