

Anticorps Polyclonal Anti-Nek9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Td19

Numéro d'article: CM0021144



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NEK9 pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Détecte la NEK9 humaine, murine et rat (~107 kDa). Idéal pour l'étude de la progression mitotique et de la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEK9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NC; APUG; NERCC; LCCS10; NERCC1; NEK9
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	91754
ID du gène	91754
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 730-979 de la NEK9 humaine (NP_149107.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q8TD19
Poids moléculaire	107 kDa
Expédition	Sac de glace