


Anticorps Polyclonal Anti-Nelfcd Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ixx7

Numéro d'article: CM0025107



Introduction

Anticorps polyclonal Anti-NELFCD, réagissant avec le NELFCD humain, murin, rat (TH1/TH1L). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Convient pour les études d'élongation de la transcription et du complexe NELF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NELFCD Rabbit pAb
Remarques/Alias	TH1; TH1L; NELF-C; NELF-D; HSPC130; NELFCD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51497
GeneID	51497
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-182 du NELFCD humain (NP_945327.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IXH7
Poids protéique	66kDa
Expédition	Sac de glace