


Anticorps Polyclonal Anti-Nelfe Pour Wb, If/Icc, Elisa - P18615

Numéro d'article: CM0029715



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NELFE humain, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Convient aux études sur la pause transcriptionnelle, la dynamique du complexe NELFE et la recherche sur la latence du VIH-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NELFE Lapin pAb
Remarques/Alias	RD; RDP; RDBP; D6S45; NELF-E; NELFE
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7936
ID de Gène	7936
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du NELFE humain (NP_002895.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P18615
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace