


Anticorps Polyclonal Anti-Nelfe Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P18615

Numéro d'article: CM0028798



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NELFE humain (RD, RDBP), validé en WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. NELFE est un répresseur de l'élongation de la transcription et une composante du complexe NELF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NELFE Lapin pAb
Remarques/Alias	RD; RDP; RDBP; D6S45; NELF-E; NELFE
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7936
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du NELFE humain (NP_002895.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18615
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace