

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nell1 Pour Wb Et Elisa - Q92832

Numéro d'article: CM0017086



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NELL1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte NELL1 chez l'humain, la souris et le rat. Convient aux recherches sur la différenciation des ostéoblastes et la minéralisation osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NELL1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NRP1 ; IDH3GL ; NELL1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4745
GeneID	4745
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160 à 420 de NELL1 humain (NP_006148.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q92832
Poids de la protéine	90 kDa
Expédition	Sac de glace