

Anticorps Polyclonal Anti-Nell2 Pour Wb, Elisa - Q99435

Numéro d'article: CM0019632



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NELL2 humain (Protéine liant la protéine kinase C NELL2). Validé pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les tissus neuronaux et le guidage des axones.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détail
Nom du produit	NELL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	NRP2; NELL2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4753
ID de gène	4753
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-300 du NELL2 humain (NP_006150.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q99435
Poids de la protéine	91kDa
Expédition	Sac de glace