

Anticorps Polyclonal Anti-Nephrine Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q9Qzs7

Numéro d'article: CM0029259

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la néphrine de souris (UniProt Q9QZS7). Validé pour WB, IF, IHC, ELISA. Réagit avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les podocytes rénaux et la filtration glomérulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Nephrine
Remarques/Alias	CNF ; NPHN ; néphrine
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	4868
GenelD	54631
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1033-1256 de la néphrine de souris (NP_062332.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9QZS7
Poids moléculaire protéique	135 kDa
Expédition	Sac de glace