

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Néphrine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Qzs7

Numéro d'article: CM0004146

Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin anti-Néphrine à haute spécificité validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA chez la souris. Cible la protéine de la fente de diaphragme du podocyte ; essentiel pour la recherche sur la filtration rénale et la néphropathie. UniProt : Q9QZS7.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Néphrine mAb Lapin
Remarques/Alias	néphrine ; NephrinB
Espèce	Souris
GeneID (humain)	4868
GeneID	54631
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QZS7
Poids moléculaire	135 kDa/136 kDa
Expédition	Sac de glace