

Anticorps Monoclonal Anti-Nesprine 1 Pour Wb, If/Icc Et Elisa - Q8Nf91

Numéro d'article: CM0003783



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la Nesprine 1 (SYNE1) humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA, réagissant en croisement avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude du complexe LINC et de la dynamique de l'enveloppe nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Nesprin 1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	8B; AMC3; AMCM; CPG2; ARCA1; EDMD4; KASH1; MYNE1; Nesp1; SCAR8; C6orf98; dj45H2.2; Nesprine 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23345
GeneID	23345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 8200-8400 de la Nesprine 1 humaine (Q8NF91).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8NF91
Poids de la protéine	1011 kDa / 112 kDa
Expédition	Sac de glace