

Anticorps Polyclonal Anti-Nesprin 1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nf91

Numéro d'article: CM0021105



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le Nesprin 1 humain (SYNE1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le cytosquelette et l'enveloppe nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Nesprin 1 Lapin pAb
Remarques/Alias	8B; AMC3; AMCM; CPG2; ARCA1; EDMD4; KASH1; MYNE1; Nesp1; SCAR8; C6orf98; dj45H2.2; Nesprin 1
Espèce	Humain
GeneID	23345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 8220-8410 du Nesprin 1 humain (NP_892006.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NF91
Poids de la protéine	1011kDa/112kDa
Expédition	Sac de glace