

Anticorps Monoclonal Anti-Nesprin3 (Kash3) Pour Wb, Elisa - Q6Zmz3

Numéro d'article: CM0002646



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Nesprin-3 humaine (KASH3), validé pour WB et ELISA avec réactivité chez l'humain et la souris. Essentiel pour les connexions noyau-cytosquelette médiées par le complexe LINC et la migration cellulaire directionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Nesprin3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	KASH3 ; NET53 ; Nesp3 ; C14orf49 ; C14orf139 ; LINC00341 ; NCRNA00341 ; Nesprin3
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	161176
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 750-935 de la Nesprin3 humaine (NP_689805.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6ZMZ3
Poids moléculaire de la protéine	112 kDa
Expédition	Sac de glace