

Anticorps Polyclonal Anti-Nestin Pour Wb - P48681

Numéro d'article: CM0016893

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Nestine humaine (NES) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Convient pour la recherche sur les cellules souches neurales et le développement. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Nestin Lapin pAb
Remarques/Alias	Nbla00170; Nestin
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10763
ID de Gène	10763
Immunogène	Protéine recombinante / un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1392-1621 de la NES humaine (NP_006608.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISSL	P48681
Poids de la Protéine	177 kDa
Expédition	Sac de glace