

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nestin Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P48681

Numéro d'article: CM0005104

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Nestine humaine (177kDa), validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA. Convient pour la recherche sur les cellules souches neurales et le neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Nestin Rabbit mAb
Remarques/Alias	Nbla00170
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10763
ID de Gène	10763
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1392-1621 de la Nestine humaine (NP_006608.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P48681
Poids Protéique	177kDa
Expédition	Sac de glace