


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Net1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z628

Numéro d'article: CM0014676



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine NET1 (protéine RhoGEF proto-oncogène). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réactivité croisée avec la souris. Immunogène : protéine de fusion recombinante (aa 1-300).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NET1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NET1A ; ARHGEF8 ; NET1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10276
GeneID	10276
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de la protéine NET1 humaine (NP_001040625.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7Z628
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace