

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Neu1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99519

Numéro d'article: CM0028831

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la NEU1 humaine (Sialidase-1), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les maladies de surcharge lysosomale et la glycobiologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | NEU1 pAb de Lapin                                                                                                               |
| Remarques/Alias    | NEU; NANH; SIAL1; NEU1                                                                                                          |
| Espèce             | Humain                                                                                                                          |
| GeneID (Humain)    | 4758                                                                                                                            |
| GeneID             | 4758                                                                                                                            |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-415 de la NEU1 humaine (NP_000425.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                           |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                             |
| SWISS              | Q99519                                                                                                                          |
| Poids Protéique    | 45 kDa                                                                                                                          |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                    |