


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Neu2 Pour Wb, Elisa - Q9Y3R4

Numéro d'article: CM0030446



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la NEU2 (Sialidase-2) humaine pour Western blot et ELISA. Adapté à la recherche sur le métabolisme des glycolipides et au développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEU2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SIAL2; NEU2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4759
ID du gène	4759
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 171-380 de la NEU2 humaine (NP_005374.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y3R4
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace