

Anticorps Polyclonal Anti-Neu3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uq49

Numéro d'article: CM0017220

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin NEU3 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la sialidase-3 humaine et murine, une sialidase membranaire de 48 kDa impliquée dans le catabolisme des gangliosides et la signalisation EGFR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEU3 Lapin pAb
Remarques/Alias	SIAL3 ; NEU3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10825
Identifiant du gène	10825
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 222-461 de NEU3 humain (NP_006647.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UQ49
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace