

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Neun (Fox-3) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - A6Nfn3

Numéro d'article: CM0014026

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine NeuN (RBFOX3) humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur les marqueurs neuronaux et à la recherche sur les variants d'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NeuN Rabbit pAb
Remarques / Alias	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3; NeuN
Espèce	Humain
Identifiant de gène (humain)	146713
Identifiant de gène	146713
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 220 de NeuN (NP_001076044.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	A6NFN3
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace