

Anticorps Monoclonal Anti-NeuN Pour Wb, Ihc, If - A6Nfn3

Numéro d'article: CM0003757

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-NeuN adapté pour la détection par Western blot, immunohistochimie, immunofluorescence et ELISA des noyaux neuronaux dans des échantillons humains, murins et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NeuN Rabbit mAb
Remarques/Alias	FOX3 ; NEUN ; FOX-3 ; HRNBP3 ; NeuN
Espèce	Humain
GeneID	146713
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de la protéine NeuN humaine (A6NFN3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	A6NFN3
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace