

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Neun Pour Wb, If, Ihc, Elisa - A6Nfn3

Numéro d'article: CM0008335

Introduction

Anticorps monoclonal de souris de haute qualité ciblant NeuN (FOX3/RBFOX3), validé pour WB, IF, IHC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Protéine régulatrice de l'épissage pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NeuN Mouse mAb
Remarques / Alias	FOX3 ; NEUN ; FOX-3 ; HRNBP3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	146713
Immunogène	Protéine recombinante de NeuN humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	A6NFN3
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace